


Mobillyftar  
Taklyftar  
Tillbehör  
Lyftselar



# Innehåll

<b>Mobillyftar .....</b>	<b>4-10</b>
Golvo .....	4
Uno .....	5
Viking .....	6-7
Liko M220, M230 .....	8
Sabina.....	9-10
Sabina- tillbehör .....	9
Sabina- lyftselar .....	10
<b>Tillbehör mobillyftar.....</b>	<b>11-13</b>
<b>Taklyftar .....</b>	<b>14-25</b>
Multirall .....	14
Multirall 200 - tillbehör .....	14-16
LikoGuard .....	17
LikoGuard- tillbehör .....	17-18
Likorall.....	19
Likorall- tillbehör.....	19-23
<b>Skensystem .....</b>	<b>24-33</b>
Skensystem H70 .....	24
Skensystem H100-H180 .....	25-26
Täcklock.....	26-27
Fästdetaljer - skensystem för takmontage .....	27-28
Fästdetaljer - fribärande skensystem .....	29-30
Växelsystem.....	31
Traversåkvagnar .....	32
Traversåkvagnar Multi.....	33
<b>Fristående lyftsysteem .....</b>	<b>34-37</b>
FreeSpan Rakbana.....	34
FreeSpan Travers .....	35
FreeSpan UltraTwin Travers.....	35
FreeSpan UltraTwin.....	36
FreeStand .....	37
<b>Gardinsystem .....</b>	<b>38</b>
FreeSpirit E-system.....	38
FreeSpirit T-system.....	38
<b>Lyfttillbehör.....</b>	<b>39-41</b>
<b>Lyftselar - Barnsortiment .....</b>	<b>42-43</b>
Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 200 .....	42
Liko Skalsele, mod. 22 .....	442
Liko Byxsele, mod. 41 .....	42
Liko Hygiensele Hög Rygg, mod. 55.....	43
Liko Lyftväst, mod. 60.....	43
Grenband till Liko Lyftväst, mod. 66.....	43
<b>Lyftselar - Vuxensortiment.....</b>	<b>44-49</b>
Liko Universalsele, mod. 000.....	44
Liko UltraSling, mod. 06 .....	44
Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 200/210 .....	45
Liko Skalsele, mod. 22 .....	46
Liko Soft Originalsele Hög, mod. 26 .....	46
Liko Comfortsele Plus, mod. 300.....	46
Liko Comfortsele Plus Hög, mod. 350 .....	46

Liko Byxsele med skärp, mod. 41 .....	47
Liko Byxsele med Trygghetsskärp, mod. 45 .....	47
Liko Hygiensele Hög Rygg, mod. 55.....	47
Liko Lyftväst, mod. 60.....	48
Liko Lyftväst med framknäppning, mod. 64 .....	48
Grenband till Liko Lyftväst, mod. 66.....	48
Liko Amputationssele Hög Rygg, mod. 75.....	48
Liko Lyftbyxa, mod. 92.....	49
Ultra Lyftbyxa, mod. 920.....	49
Solo Hög Rygg, mod. 25 .....	49
<b>Tillbehör lyftselar .....</b>	<b>50-51</b>
<b>Planlyftar .....</b>	<b>52-54</b>
Liko Planlyft Bläckfisken .....	52
Liko Planlyft Mod 600 IVA .....	53
Liko Planlyft Flexo och Ultra .....	54
Planlyftar - övrigt .....	54
<b>RepoLakan.....</b>	<b>55</b>
RepoLakan Original .....	55
Solo RepoLakan Original .....	55
<b>Multiband .....</b>	<b>55</b>
Multiband.....	55
Solo Multiband.....	55
<b>Manuella hjälpmedel .....</b>	<b>56</b>
Handy Glidlakan .....	56
Handy Glidcylinder.....	56
HandyBelt.....	56
<b>Versionshistorik.....</b>	<b>57</b>

Artikellistan innehåller inte det totala sortimentet. Om du saknar något, kontakta Hill-Rom.

Liko förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående information, göra konstruktionsändringar eller på annat sätt ändra produktsortimentet.

Kvalitetsledningssystemet för både tillverkning och utveckling är certifierat enligt ISO9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO13485. Ledningssystemet är även miljöcertifierat enligt ISO14001.

## Golvo™ mobillyft







**Produktspecifikation för komplett konfigurerad produkt:**


Golvo mobillyft    väljs av kund  
 Batteri                väljs av kund  
 Laddningskabel    baseras på land

**Tillbehör:**

Hållare för användaranvisning, art. nr. 2000100

Användaranvisning, art. nr. 2000400SVFI, se Tillbehör mobillyftar för val av andra språk.

Art. nr.	PRODUKTBEKRIVNING	ENHET	NY
2000045	Golvo 9000 Intelligent kontrollbox med display, handkontroll med kabel, elektrisk höjning/sänkning (två hastigheter), elektrisk breddning av underrede, hjul 75/75, Universalbygel 450. Lyfthöjd 1816 mm. Max 200 kg.  Obs! Batteri måste väljas och beställas separat (Art. nr. 2006106 eller 2006110).	st	
2000049	Golvo 9000 LowBase Intelligent kontrollbox med display, handkontroll med kabel, elektrisk höjning/sänkning (två hastigheter), elektrisk breddning av underrede, hjul 46/75, Universalbygel 450. Lyfthöjd 1816 mm. Max 200 kg.  Obs! Batteri måste väljas och beställas separat (Art. nr. 2006106 eller 2006110).	st	
2006106	Batteri bly	st	
2006110	Batteri lithium jon	st	
20090071	Golvo 7007/8008/9000 LowBase bensats	sats	
2006011G 2006012G	Benskydd för Golvo 7000/8000, grå Benskydd för Golvo 7007/8008/9000, grå	par par	

Uno™ mobillyft				
Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
2010004	Uno 102 EE Elektrisk höjning/sänkning, elektrisk breddning av underrede, Skyddsror, hållare med användaranvisning, inbyggd laddare, hjul 75/75, Universalbygel 450. Max 175 kg.	st		

### Viking™ XL, Viking™ L, Viking™ M mobillyft

#### Produktspecifikation för komplett konfigurerad Viking M, L och XL:




Viking M, L eller XL väljs av kund  
 Batteri väljs av kund  
 Laddningskabel baseras på land






Tillbehör:




Hållare för användaranvisning, art. nr. 2000100

Användaranvisning Viking L och XL, art. nr. 2000400SVFI, se Tillbehör mobillyftar för val av andra språk.









Användaranvisning Viking M, art. nr. 2040400SVFI, se Tillbehör mobillyftar för val av andra språk.







Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY
2040043	<p>Viking XL</p> <p>Intelligent kontrollbox med display, handkontroll med kabel, elektrisk höjning/sänkning (två hastigheter), elektrisk breddning av underrede, inbyggd laddare, hjul 100/125, Universalbygel 670 Twin.</p> <p>Max 300 kg.</p> <p>Obs! Batteri måste väljas och beställas separat (Art. nr. 2006106 eller 2006110).</p>	st	
2040044	<p>Viking L</p> <p>Intelligent kontrollbox med display, handkontroll med kabel, elektrisk höjning/sänkning (två hastigheter), elektrisk breddning av underrede, inbyggd laddare, hjul 100/125, Universalbygel 450.</p> <p>Max 250 kg.</p> <p>Obs! Batteri måste väljas och beställas separat (Art. nr. 2006106 eller 2006110).</p>		
2040045	<p>Viking M</p> <p>Intelligent kontrollbox med display, handkontroll med kabel, elektrisk höjning/sänkning, elektrisk breddning av underrede, Skyddsror, inbyggd laddare, hjul 75/75, Universalbygel 450.</p> <p>Max 205 kg.</p> <p>Obs! Batteri måste väljas och beställas separat (Art. nr. 2006106 eller 2006109).</p>	st	







Viking™ mobile lift				
Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
2006106	Batteri bly Passar Viking M, L och XL	st		
2006109	Batteri lithium jon Passar Viking M	st		
2006110	Batteri lithium jon Passar Viking L och XL	st		
2047011	Viking armstöd M Passar: Viking M, L och Viking XL	st		
2046011 2046012 2046013	Benskydd Viking S, M Benskydd Viking L Benskydd Viking XL	par par par		







Liko™ M220, Liko™ M230 mobillyft				
Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
2050010	<p>Liko M220</p> <p>Elektrisk höjning/sänkning, mekanisk breddning av underrede, inbyggd laddare, handkontroll med kabel, användaranvisning med kedja, hjul 75/75, Lyftbygel Liko 450.</p> <p>Max 182 kg.</p>	st		
2050015	<p>Liko M230</p> <p>Elektrisk höjning/sänkning, elektrisk breddning av underrede, inbyggd laddare, handkontroll med kabel, användaranvisning med kedja, hjul 75/75, Lyftbygel Liko 450.</p> <p>Max 182 kg.</p>	st		
3156233	<p>Adaptersats LikoScale M220/M230</p>	sats		







Sabina™ mobillyft				
Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
2020003	<p>Sabina II EE</p> <p>Elektrisk höjning/sänkning (två hastigheter), elektrisk breddning av underredet, inbyggd laddare, hjul 75/75. Exkl. lyftbygel. Max 200 kg.</p> <p><b>Produktspecifikation för komplett konfigurerad Sabina II EE:</b></p> <p>Sabina II EE - art. nr. 2020003                      Lyftbygel - väljs av kund                      Laddningskabel - baseras på land</p> <p>Notera: Vadband, Hållare för användaranvisning, Användaranvisning samt Benskydd tillgängliga som tillbehör.</p>	st		
Tillbehör Sabina				
2027002	<p>Sabina II 350 Lyftbygel</p> <p>Passar: Sabina II.</p>	st		
2027003	<p>Sabina II Comfort Lyftbygel, 600 mm</p> <p>Passar: Sabina II.</p>	st		
2027011	<p>Hälstöd Sabina II</p> <p>Passar: Sabina II och Sabina 200.</p>	par		
2027006	<p>Stussbandsbygel</p> <p>Passar: Sabina, alla modeller.</p>	st		
2027007	<p>Sabina II Stussbandsbygel</p> <p>Passar: Sabina II.</p>	st		
3591115	<p>Sabina Stussband™, inkl. 2 st Ögleclips.</p> <p>Passar: Sabina, alla modeller.</p> <p>Max 200 kg.</p>	st		
20290022	<p>Vadband</p> <p>Passar: underbensstöd på Sabina, alla modeller.</p>	st		

Selar för Sabina				
Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>Liko Uppresningsväst™, Mod. 91</b>				
3591134 3591135 3591136 3591137	S M L XL Inkl. 2 st Ögleclips. Passar: Sabina II 350 Lyftbygel	st st st st		
3691107	Förlängningsskärp III till Uppresningsväst Förlänger 7- 48 cm.	st		
<b>Liko Trygghetsväst™, Mod. 93</b>				
3593115 3593116	M L Inkl. 4 st Ögleclips. Polster finns som tillbehör, se nedan. Passar: Sabina II 350 Lyftbygel.	st st		
3691034 3691035 3691036 3691037	Polster till väst mod. 91 (3591134),S Polster till väst mod. 91 & 93 (3591135 & 3593115), M Polster till väst mod. 91 & 93 (3591136 & 3593116), L Polster till väst mod. 91 (3591137), XL	st st st st		
<b>Liko Comfortväst™, mod. 95</b>				
3595414 3595415 3595416 3595417	S M L XL Inkl. 4 st Ögleclips. Passar: Sabina II Comfort Lyftbygel.	st st st st		
<b>Solo Uppresningsväst™, mod. 911</b>				
35911915-4 35911916-4	M, 4 x 5-pack L, 4 x 5-pack Nonwovenmaterial. Ej tvättbar. Passar: Sabina II 350 Lyftbygel.	kart kart		









<b>Tillbehör mobillyftar</b>			
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY
2004106EU	Laddare för extra batteri För väggmontering. Passar: Golvo 7000ES/7007ES, Golvo 9000, Uno 100/102, Sabina II, LikoLight, Liko M220/M230, Viking 300, Viking XL art. nr. 2040003, 2040003L, 2040043, Viking L art. nr. 2040004, 2040044, Viking M art. nr. 2040005 och art. nr. 2040045.	st	
2006106	Batteri bly Passar: Golvo 7000ES/7007ES, Golvo 9000, Uno 100/102, Sabina II, LikoLight, Liko M220/M230, Viking 300, Viking XL art. nr. 2040003, 2040003L, 2040043, Viking L art. nr. 2040004, 2040044, Viking M art. nr. 2040005 och art.nr. 2040045.	st	
2107100	Hållare för laddarkabel Passar: Golvo 7000ES/7007ES, Golvo 9000, Uno 100/102, Sabina II, LikoLight, Liko M220/M230, Viking 300, Viking XL art. nr. 2040003, 2040003L, 2040043, Viking L art. nr. 2040004, 2040044, Viking M art. nr. 2040005 och art.nr. 2040045.	st	
2004111	Laddare väggmonterad, EU Passar: Viking M art. nr. 2040015, 2040035 Viking L art. nr. 2040014, 2040034 Viking XL art. nr. 2040013, 2040033 Golvo 8000/8008.	st	
2006107	Extra batteribox Passar: Viking M art. nr. 2040015, 2040035 Viking L art. nr. 2040014, 2040034 Viking XL art. nr. 2040013, 2040033 Golvo 8000/8008.	st	
2006030	Fästlina Handkontroll IR Passar: Viking M art. nr. 2040015 Viking L art. nr. 2040014 Viking XL art. nr. 2040013 Golvo 8000/8008.	st	








Tillbehör mobillyftar				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
3126148	Förlängningssladd 2.0 m Passar: laddare för Sabina 200, Uno 200, Likorall 200 och Likorall 250 S IRC.	st		
2014305	Hjulsats 100/100 (högre markfrigång) Passar: Sabina II EE.	sats		
2014306	Hjulsats 100/75 (lägre markfrigång) Passar: Viking L och XL.	sats		
20190029	Benskydd Passar: Liko M220, Liko M230, Uno 100, Uno 102 rev 1 och Sabina.	par		
2037010	Breddningsspak till LikoLight Passar: LikoLight	st		
2000100	Hållare för användaranvisning Med färgkod för lyftselsstorlekar.	st		





<b>Tillbehör mobillyftar</b>				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
2000400SVFI 2000400NODK 2000400ENFR 2000400FRIT 2000400DENL 2000400ESPT 2000400CSSK 2000400ISEN 2000400JPEN 2000400TRSL 2000400LVLTL 2000400BGRO 2000400HRSR 2000400ELEN 2000400ETRU 2000400PLHU 2000400ZH-CNEN 2000400ZH-TWEN	Användarguide Liko mobila lyftsysten  svenska/finska norska/danska engelska/franska franska/italienska tyska/holländska spanska/portugisiska tjeckiska/slovakiska isländska/engelska japanska/engelska turkiska/slovenska lettiska/litauiska bulgariska/rumänska kroatiska/serbiska grekiska/engelska estniska/ryska polska/ungerska förenklad kinesiska/engelska traditionell kinesiska/engelska  Gäller för: Golvo 9000 art. nr. 2000045, 2000049 Viking M/L/XL art. nr. 2040045, 2040044, 2040043	st st st st st st st st st st st st st st st st st st		
2010110SVFI 2010110NODK 2010110ENES 2010110DEFR 2010110FRNL 2010110ITPT	Användaranvisning Uno 102 svenska/finska norska/danska engelska/spanska tyska/franska franska/holländska italienska/portugisiska	st st st st st st		
2050100SV 2050100EN 2050100NO 2050100DK 2050100DE 2050100FR 2050100ES 2050100IT 2050100NL	Användaranvisning Liko M220/M230, med kedja svenska engelska norska danska tyska franska spanska italienska holländska	st st st st st st st st st		
2020100SVFI 2020100NODK 2020100ENES 2020100DEFR 2020100FRNL 2020100ITPT	Användaranvisning Sabina II svenska/finska norska/danska engelska/spanska tyska/franska franska/holländska italienska/portugisiska	st st st st st st		

**Multirall™ taklyft**

OBS! Multirall 200 är förpackad utan tillbehör. Komplettera med lämplig modell av åkvagn, handkontroll, batteriladdare, lyftbygel och parkeringsläge. För val av lyftbygel och andra tillbehör, se s. 39-55.

Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
3130001	Multirall 200 Max 200 kg.	st		
<b>Tillbehör Multirall</b>				
3136001	Handkontroll MR	st		
3136100	Åkvagn D45 med dubbelkrok	st		
3136011	Åkvagn S65 med enkelkrok	st		
3126020	Åkvagnsadapter MR för S65 Passar till Åkvagn S65 med enkelkrok, artn. nr 3136011.	st		
31390013	Förlängningsarm Multirall	st		X
3136226	Pendelband, reglerbart, 300-400 mm	st		
3136227	Pendelband, reglerbart, 400-600 mm	st		
3136228	Pendelband, reglerbart, 600 mm-1000 mm	st		
3136229	Pendelband, reglerbart, 1000 mm-1400 mm	st		
3136251	Dörrpendelband, reglerbart, 1170 mm	st		
3136252	Dörrpendelband, reglerbart, 1770 mm	st		
3136253	Dörrpendelband, reglerbart, 2370 mm	st		











Multirall™ taklyft				
ARTIKELNR.	PRODUKTBEKRIVNING	ENHET		NY
3136250	Hållhake	st		
3136270	Snabbkopplingsbult	st		
Tillbehör Multirall				
3136275	Fäste, Snabbkopplingsbult	st		
3126075 3126080	Parkeringsläge 600, LR/MR Parkeringsläge 1500, LR/MR  Praktisk förvaringsplats för taklyftstillbehör. Komplettera med Användaranvisning Multirall, Laddare LR/MR, Fäste för laddare, Krok för lyftbygel och Krok för tillbehör.	st st		
3126100	Fäste för laddare Passar: Laddare LR/MR, art. nr. 3126101-04. Monteras på Parkeringsläget.	st		
3126070	Krok för lyftbygel Passar: Universalbygel 350, 450 och 600. Monteras på Parkeringsläget.	st		
3126071	Krok för tillbehör Används till tillbehör exempelvis lyftselar. Monteras på Parkeringsläget.	st		








Multirall™ taklyft				
ARTIKELNR.	PRODUKTBEKRIVNING	ENHET		NY
3130100SVFI 3130100ENES 3130100NODK 3130100DEFR 3130100FRNL 3130100ITPT	Användaranvisning Multirall svenska/finska engelska/spanska norska/danska tyska/franska franska/holländska italienska/portugisiska	st st st st st st		
3126101	Laddare LR/MR, EU 24V/0.6A	st		
<b>Tillbehör Multirall</b>				
3136300	Multirallvagn (levereras omonterad)	st		
3136310	Hållare för tillbehör Används för att fästa Förlängningsarm Multirall/Multirall hjälparm/Förlängningsarm adapter MR på Multirallvagnen.	st		



### LikoGuard™ taklyft












OBS! LikoGuard är förpackad utan tillbehör. Komplettera med lämplig modell av åkvagn, handkontroll, batteriladdare och lyftbygel. För val av andra lyfttillbehör se s. 39-55 samt i bruksanvisningen för LikoGuard.








Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
3301030	LikoGuard L Max 272 kg.	st		
3301040	LikoGuard XL Max 363 kg.	st		
<b>Tillbehör LikoGuard</b>				
3306010	Handkontroll LG, 2 knappar Indikerar överbelastning, service, batteristatus, laddning. Passar: LikoGuard L och XL.	st		
3306020	Handkontroll LG med display, 2 knappar Display med symboler, information och menyer (användning/service). Indikerar överbelastning, service, batteristatus, laddning. Passar: LikoGuard L och XL.	st		
3307010	Åkvagn LikoGuard Max 363 kg.	st		
33070101	Åkvagn LikoGuard Kompatibel med Prism. Max 363 kg	st		
33070102	Åkvagn LikoGuard Kompatibel med Arjo. Max 363 kg .	st		
33070103	Åkvagn LikoGuard Kompatibel med Tollos. Max 363 kg.	st		
3307510	IRC Åkvagn för LikoGuard Max 363 kg.	st		
3308020	SlingGuard™ 450 Max 363 kg.	st		
3308520	SlingGuard™ 450 med snabbkoppling Multi Max 363 kg.			
3308040	SlingGuard™ 670 Twin Max 363 kg	st		
3308540	SlingGuard™ 670 Twin med snabbkoppling Multi Max 363 kg	st		










<b>LikoGuard™ taklyft</b>				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>Tillbehör LikoGuard</b>				
3308810	Snabbkopplingskit 1. Max 363 kg.  Passar: LikoScale 350 art. nr. 3156228, SlingGuard 450 art. nr. 3308020, SlingGuard 450 art. nr. 3308520, SlingGuard 670 art. nr. 3308040, SlingGuard 670 art. nr. 3308540.	sats		
3308820	Fast monteringskit 1. Max 363 kg.  Passar: LikoScale 350 art. nr. 3156228, SlingGuard 450 art. nr. 3308020, SlingGuard 450 art. nr. 3308520, SlingGuard 670 art. nr. 3308040, SlingGuard 670 art. nr. 3308540.	sats		
3308860	Fast monteringskit 4. Max 363 kg.  Passar: Planlyft Flexo art. nr. 3156057, Planlyft 1900 art. nr. 3156051, Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156055 och 3156056, Planlyft Mod 600 IVA art. nr. 3156065 och 3156065B, Kryssbygel 450 art. nr. 3156021, Kryssbygel 670 art. nr. 3156018, Lyftbygel Mini 220 art. nr. 3156005.	sats		
3308880	Snabbkoppling Multi. Max 363 kg.  Passar: SlingGuard 450 art. nr. 3308020, SlingGuard 670 Twin art. nr. 3308040.	st		
3308890	Fast länk Multi. Max 363 kg.  Passar: SlingGuard 450 art. nr. 3308520, SlingGuard 670 art. nr. 3308540.	st		
3305010	Väggladdare LG, EU	st		
3305050	Väggladdare LG, fast anslutning Exkl. kontakt för fast installation. Installation får endast utföras av licensierad elektriker.	st		
3305510	IRC laddare LG, EU	st		
3305550	IRC laddare LG, fast anslutning Exkl. kontakt för fast installation. Installation får endast utföras av licensierad elektriker.	st		













**Likorall™ taklyft**









OBS! Likorall är förpackad utan tillbehör. Komplettera med lämplig modell av åkvagn, handkontroll (ej Likorall 200), batteriladdare, lyftbygel och parkeringsläge. Likorall finns i olika modeller, bl.a. som Rum till Rum (R2R) lösning. Likoralls ES-modeller är förberedda för åkmotor. För val av lyftbyglar och andra lyfttillbehör se s. 39-55.

Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
3121001	Likorall 200, natur. Inkl. handkontroll. Max 200 kg.	st		
3122005 3122006 3122009 3122010	Likorall 242 ES, natur. Max 200 kg Likorall 242 ES, vit. Max 200 kg Likorall 242 S, natur. Max 200 kg Likorall 242 S, vit. Max 200 kg	st st st st		
3122007 3122008 3122011 3122012	Likorall 242 ES R2R, natur. Max 200 kg Likorall 242 ES R2R, vit. Max 200 kg Likorall 242 S R2R, natur. Max 200 kg Likorall 242 S R2R, vit. Max 200 kg	st st st st		
3123001 3123002	Likorall 243 ES, natur. Max 230 kg Likorall 243 ES, vit. Max 230 kg	st st		
3122501 3122502 3124050	Likorall 250 ES, natur. Max 250 kg Likorall 250 ES, vit. Max 250 kg Likorall 250 S, IRC, natur, Max 250 kg	st st st		
<b>Tillbehör Likorall</b>				
3126034	Handkontroll LR S, ES, 2 knappar (för styrning av lyftrörelse)	st		
3126035	Handkontroll LR ES-4MS, 4 knappar (för styrning av lyftrörelse samt växel)	st		
3126036	Handkontroll LR ES-4MT, 4 knappar (för styrning av lyftrörelse samt åkmotor)	st		
3126038	Handkontroll LR ES-6MTS, 6 knappar (för styrning av lyftrörelse, åkmotor samt växel)	st		
3126060	Handkontroll IR (för styrning av lyftrörelse, åkmotor samt växel)	st		
3156100	Hang-up handkontrollupphängare, 10 st (standard på Likorall 242/243/250 samt Multirall 200)	sats		

Likorall™ taklyft				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Tillbehör Likorall				
3126044	Åkmotor Likorall ES Passar: Likorall 242 ES, 242 ES R2R, 243 ES, 250 ES. Dämpare art. nr. 31290125 krävs vid installation tillsammans med Traversväxel. Max 250 kg.	st		
3126011	Åkvagnspar med broms LR Inkl. skruv och mutter. <i>Passar inte till skenkurvor.</i>	par		
3126012	Åkvagnspar utan broms LR Inkl. skruv och mutter.	par		
31260121	Åkvagnspar utan broms LR Kompatibel med Prism. Inkl. skruv och mutter.	par		
31260122	Åkvagnspar utan broms LR, Kompatibel med Arjo. Inkl. skruv och mutter.	par		
31260123	Åkvagnspar utan broms LR Kompatibel med Guldman och Beram. Inkl. skruv och mutter.	par		
31260124	Åkvagnspar utan broms LR Kompatibel med Handicare. Inkl. skruv och mutter.	par		
31260125	Åkvagnspar utan broms LR Kompatibel med Tollos. Inkl. skruv och mutter.	par		
3126008	Snabbkopplingsåkvagn LR Passar till Snabbkopplingsadapter LR, art. nr. 3126009.	sats		
31260081	Snabbkopplingsåkvagn LR Kompatibel med Prism. Passar till Snabbkopplingsadapter LR, art. nr. 3126009.	sats		
31260082	Snabbkopplingsåkvagn LR Kompatibel med Arjo. Passar till Snabbkopplingsadapter LR, art. nr. 3126009.	sats		
3126009	Snabbkopplingsadapter LR Passar till Snabbkopplingsåkvagn LR, art. nr. 3126008, samt Likorall, alla modeller.	sats		
3126014	Åkvagn utan broms till Likorall R2R För 90° vridning.	st		







Likorall™ taklyft				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Tillbehör Likorall				
31260141	Åkvagn utan broms till Likorall R2R Kompatibel med Prism. För 90° vridning.	st		
31260142	Åkvagn utan broms till Likorall R2R Kompatibel med Arjo. För 90° vridning.	st		
31260143	Åkvagn utan broms till Likorall R2R Kompatibel med Guldmann och Beram. För 90° vridning.	st		
3126015	Åkvagn med broms till Likorall R2R För 90° vridning.	st		
3126028	Åkvagn LR 360° för R2R	st		
3126029	Åkvagnsadapter LR för Snabbkoppling Passar till Åkvagn S50, art. nr. 3136010.	st		
3136011	Åkvagn S65 med enkelkrok	st		
3126030	Åkvagnsadapter LR för S65 Passar till Åkvagn S65 med enkelkrok, art. nr. 3136011.	st		
3121660 3121661 3121662	Transportåkvagn, reglerbar 300-500 mm, R2R Transportåkvagn, reglerbar 500-900 mm, R2R Transportåkvagn, reglerbar 900-1300 mm, R2R	st st st		

Likorall™ taklyft				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Tillbehör Likorall				
3126114	In Rail Charging System IRC åkvagn till Likorall	st		
3126141	IRC laddare EU	st		
3126150	IRC laddspår, 24 m	st		
3126155	3126155 IRC monteringsats, rakbana	sats		
3126156	3126156 IRC monteringsats, travers	sats		
3102540	3102540 IRC travers adapter	st		
3126160	3126160 IRC appliceringsverktyg, inkl. borrfixture  Komplettera med Likorall 250 S, IRC	st		
3126110	MultiStation™ För laddning eller styrning av växlar. Passar: samtliga Likorall 242, 243 och 250.	st		
3126109	Förlängningssladd Multi 1300 Extra lång laddningskabel för användning med Traversåkvagn Multi och MultiStation.	st		
3126111	Kontaktskena Passar: samtliga Likorall 242, 243 och 250.	st		
3126101	Laddare LR/MR, EU 24V/0.6A Passar: samtliga Likorall 242, 243 och 250.	st st st st		
3126131	Laddare Likorall 200, EU 24V/0.22A	st		
3126148	Förlängningssladd 2.0 m Passar: laddare för Likorall 200, Likorall 250 S IRC, Sabina 200 och Uno 200.	st		



Likorall™ taklyft				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Tillbehör Likorall				
3126075 3126080	Parkeringsläge 600, LR/MR Parkeringsläge 1500, LR/MR Praktisk förvaringsplats för taklyftstillbehör. Komplettera med lämplig användaranvisning, lämplig laddare, ev. Fäste för laddare (till Laddare LR/MR), Krok för lyftbygel och Krok för tillbehör.	st st		
3126100	Fäste för laddare Passar: Laddare LR/MR, art. nr. 3126101-04. Monteras på Parkeringsläget.	st		
3126070	Krok för lyftbygel Passar: Universalbygel 350, 450 och 600. Monteras på Parkeringsläget.	st		
3126071	Krok för tillbehör Passar: tillbehör exempelvis lyftselar. Monteras på Parkeringsläget.	st		
3121100SVFI 3121100NO/DK 3121100ENES 3121100DEFR 3121100FRNL 3121100ITPT	Användaranvisning Likorall 200 Svenska/Finska Norska/Danska Engelska/Spanska Tyska/Franska Franska/Holländska Italienska/Portugisiska	st st st st st st		
3122100SVFI 3122100NO/DK 3122100ENES 3122100DEFR 3122100FRNL 3122100ITPT	Användaranvisning Likorall 242/243/250 Svenska/Finska Norska/Danska Engelska/Spanska Tyska/Franska Franska/Holländska Italienska/Portugisiska	st st st st st st		
3156094	Universalbygel 350 R2R™ Max 300 kg.	st		
3156095	Universalbygel 450 R2R™ Max 300 kg.	st		











## Skensystem










För val av rätt kombination av produkter till ett komplett lyftsystem kontakta din Hill-Rom representant.








Art. nr.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY
<b>Skensystem H70</b>			
31011020N	Skena H70, 2.0 m, natur	st	
31011022N	Skena H70, 2.2 m, natur	st	
31011024N	Skena H70, 2.4 m, natur	st	
31011026N	Skena H70, 2.6 m, natur	st	
31011028N	Skena H70, 2.8 m, natur	st	
31011029N	Skena H70, 2.9 m, natur	st	
31011030N	Skena H70, 3.0 m, natur	st	
31011032N	Skena H70, 3.2 m, natur	st	
31011034N	Skena H70, 3.4 m, natur	st	
31011036N	Skena H70, 3.6 m, natur	st	
31011038N	Skena H70, 3.8 m, natur	st	
31011040N	Skena H70, 4.0 m, natur	st	
31011042N	Skena H70, 4.2 m, natur	st	
31011044N	Skena H70, 4.4 m, natur	st	
31011046N	Skena H70, 4.6 m, natur	st	
31011048N	Skena H70, 4.8 m, natur	st	
31011050N	Skena H70, 5.0 m, natur	st	
31011020V	Skena H70, 2.0 m, vit	st	
31011022V	Skena H70, 2.2 m, vit	st	
31011024V	Skena H70, 2.4 m, vit	st	
31011026V	Skena H70, 2.6 m, vit	st	
31011028V	Skena H70, 2.8 m, vit	st	
31011029V	Skena H70, 2.9 m, vit	st	
31011030V	Skena H70, 3.0 m, vit	st	
31011032V	Skena H70, 3.2 m, vit	st	
31011034V	Skena H70, 3.4 m, vit	st	
31011036V	Skena H70, 3.6 m, vit	st	
31011038V	Skena H70, 3.8 m, vit	st	
31011040V	Skena H70, 4.0 m, vit	st	
31011042V	Skena H70, 4.2 m, vit	st	
31011044V	Skena H70, 4.4 m, vit	st	
31011046V	Skena H70, 4.6 m, vit	st	
31011048V	Skena H70, 4.8 m, vit	st	
31011050V	Skena H70, 5.0 m, vit	st	
310412100N	90° Skenkurva H70, natur, 1 m/1 m	st	
310412100V	90° Skenkurva H70, vit, 1 m/1 m	st	
310412201N	45° Skenkurva H70, natur, 0.60 m/0.60 m	st	
310412201V	45° Skenkurva H70, vit, 0.60 m/0.60 m	st	
31012028V	Infälld skena H70, 2.8 m, vit	st	
31012030V	Infälld skena H70, 3.0 m, vit	st	
31012032V	Infälld skena H70, 3.2 m, vit	st	
31012034V	Infälld skena H70, 3.4 m, vit	st	
31012036V	Infälld skena H70, 3.6 m, vit	st	
31012038V	Infälld skena H70, 3.8 m, vit	st	
31012040V	Infälld skena H70, 4.0 m, vit	st	
31012042V	Infälld skena H70, 4.2 m, vit	st	
31012044V	Infälld skena H70, 4.4 m, vit	st	
310412110V	Infälld 90° skenkurva H70, vit, 1 m/1 m	st	
310412210V	Infälld 45° skenkurva H70, vit, 0.60 m/0.60 m	st	


















<b>Skensystem</b>			
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY
<b>Skensystem H100-H180</b>			
31013020N	Skena H100, 2.0 m, natur	st	
31013022N	Skena H100, 2.2 m, natur	st	
31013024N	Skena H100, 2.4 m, natur	st	
31013026N	Skena H100, 2.6 m, natur	st	
31013028N	Skena H100, 2.8 m, natur	st	
31013030N	Skena H100, 3.0 m, natur	st	
31013032N	Skena H100, 3.2 m, natur	st	
31013034N	Skena H100, 3.4 m, natur	st	
31013036N	Skena H100, 3.6 m, natur	st	
31013038N	Skena H100, 3.8 m, natur	st	
31013040N	Skena H100, 4.0 m, natur	st	
31013042N	Skena H100, 4.2 m, natur	st	
31013044N	Skena H100, 4.4 m, natur	st	
31013020V	Skena H100, 2.0 m, vit	st	
31013022V	Skena H100, 2.2 m, vit	st	
31013024V	Skena H100, 2.4 m, vit	st	
31013026V	Skena H100, 2.6 m, vit	st	
31013028V	Skena H100, 2.8 m, vit	st	
31013030V	Skena H100, 3.0 m, vit	st	
31013032V	Skena H100, 3.2 m, vit	st	
31013034V	Skena H100, 3.4 m, vit	st	
31013036V	Skena H100, 3.6 m, vit	st	
31013038V	Skena H100, 3.8 m, vit	st	
31013040V	Skena H100, 4.0 m, vit	st	
31013042V	Skena H100, 4.2 m, vit	st	
31013044V	Skena H100, 4.4 m, vit	st	
31013428N	Skena H140, 2.8 m, natur	st	
31013430N	Skena H140, 3.0 m, natur	st	
31013432N	Skena H140, 3.2 m, natur	st	
31013434N	Skena H140, 3.4 m, natur	st	
31013436N	Skena H140, 3.6 m, natur	st	
31013438N	Skena H140, 3.8 m, natur	st	
31013440N	Skena H140, 4.0 m, natur	st	
31013442N	Skena H140, 4.2 m, natur	st	
31013444N	Skena H140, 4.4 m, natur	st	
31013446N	Skena H140, 4.6 m, natur	st	
31013448N	Skena H140, 4.8 m, natur	st	
31013450N	Skena H140, 5.0 m, natur	st	
31013452N	Skena H140, 5.2 m, natur	st	
31013454N	Skena H140, 5.4 m, natur	st	
31013456N	Skena H140, 5.6 m, natur	st	
31013458N	Skena H140, 5.8 m, natur	st	
31013460N	Skena H140, 6.0 m, natur	st	
31013462N	Skena H140, 6.2 m, natur	st	
31013464N	Skena H140, 6.4 m, natur	st	
31013428V	Skena H140, 2.8 m, vit	st	
31013430V	Skena H140, 3.0 m, vit	st	
31013432V	Skena H140, 3.2 m, vit	st	
31013434V	Skena H140, 3.4 m, vit	st	
31013436V	Skena H140, 3.6 m, vit	st	
31013438V	Skena H140, 3.8 m, vit	st	
31013440V	Skena H140, 4.0 m, vit	st	
31013442V	Skena H140, 4.2 m, vit	st	
31013444V	Skena H140, 4.4 m, vit	st	
31013446V	Skena H140, 4.6 m, vit	st	
31013448V	Skena H140, 4.8 m, vit	st	
31013450V	Skena H140, 5.0 m, vit	st	
31013452V	Skena H140, 5.2 m, vit	st	
31013454V	Skena H140, 5.4 m, vit	st	
31013456V	Skena H140, 5.6 m, vit	st	










Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
<b>Skensystem H100-H180</b>				
31013458V 31013460V 31013462V 31013464V	Skena H140, 5.8 m, vit Skena H140, 6.0 m, vit Skena H140, 6.2 m, vit Skena H140, 6.4 m, vit	st st st st		
31013654N 31013656N 31013658N 31013660N 31013662N 31013664N 31013666N 31013668N 31013654V 31013656V 31013658V 31013660V 31013662V 31013664V 31013666V 31013668V	Skena H160, 5.4 m, natur Skena H160, 5.6 m, natur Skena H160, 5.8 m, natur Skena H160, 6.0 m, natur Skena H160, 6.2 m, natur Skena H160, 6.4 m, natur Skena H160, 6.6 m, natur Skena H160, 6.8 m, natur Skena H160, 5.4 m, vit Skena H160, 5.6 m, vit Skena H160, 5.8 m, vit Skena H160, 6.0 m, vit Skena H160, 6.2 m, vit Skena H160, 6.4 m, vit Skena H160, 6.6 m, vit Skena H160, 6.8 m, vit	st st st st st st st st st st st st st st st st		
31013078N	Skena H180, 7.8 m, natur	st		
3101060	Ändstoppsats	sats		
<b>Täcklock</b>				
3101050 3101055	Täcklock H70, grå Täcklock H70, vit	st st		
31010555	Täcklock infälld skena H70, vit	st		
3101051 3101056	Täcklock H100, grå Täcklock H100, vit	st st		
3101052 3101057	Täcklock H140, grå Täcklock H140, vit	st st		
3101053 3101058	Täcklock H160, grå Täcklock H160, vit	st st		
3101054 3101059	Täcklock strömskena, grå Täcklock strömskena, vit	st st		











Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>Täcklock</b>				
3101040	Täckprofil skenor, 5 st à 2,0 m	sats	 <p>täckprofil skena</p>	
<b>Fästdetaljer - skensystem för takmontage</b>				
3102061	Takfäste 61, vit	st		
3102062	Takfäste 61 skarv, vit	st		
3102071	Takfäste 71 bygel, vit	st		
3101562	Låsskena 4-1	par		
3101572	Skarvskena 160	st		
3102011	Pendel, justerbar 90-130 mm, vit	st		
3102012	Pendel, justerbar 120-190 mm, vit	st		
3102013	Pendel, justerbar 180-250 mm, vit	st		
3102014	Pendel, justerbar 240-310 mm, vit	st		
3102031	Pendel, justerbar 300-500 mm, vit	st		
3102032	Pendel, justerbar 500-900 mm, vit	st		
3102033	Pendel, justerbar 900-1300 mm, vit	st		
3102034	Pendel, justerbar 1300-2100 mm, vit	st		
3102043	Pendel, justerbar 1600-2100 mm, vit Infästning med 4 bultar.	st		
3102051	Pendel vinkel, justerbar 400-500 mm, vit	st		
3102052	Pendel vinkel, justerbar 500-700 mm, vit	st		
3102053	Pendel vinkel, justerbar 700-900 mm, vit	st		
3102054	Pendel vinkel, justerbar 900-1300 mm, vit	st		
3102055	Pendel vinkel, justerbar 1300-2100 mm, vit	st		

Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Fästdetaljer - skensystem för takmontage				
3102091 3102092 3102093	Sidostag, 550-950 mm, vit Sidostag, 850-1550 mm, vit Sidostag, 1450-2750 mm, vit	st st st		
3101545	Sidostag, 850-1550 mm, rostfri	st		
3102075	Antivibrationsfäste, vit	st		
3101551	Gängstångssats	sats		
3101261	Distansrör, 500 mm, natur	st		
3102111 3102112 3102113 3102114	Täckbricka pendel Ø 32 Täckbricka pendel Ø 40 Täckbricka pendel Ø 45 Täckbricka pendel Ø 50	par par par par		
3102101	Installationsbricka 1 mm, 50 st	sats		






Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
<b>Fästdetaljer - fribärande skensystem</b>				
31016226 31016230	Slimline stödben, 2.6 m, vit Slimline stödben, 3.0 m, vit	st st		
3101661	Monteringssats för Slimline stödben	sats		
3101662	Slimline fot, hög (komplettera med monteringsats art. nr. 3101661)	st		
31015226V 31015230V	Stödben, 2.6 m, vit Stödben, 3.0 m, vit	st st		
3101561	Monteringssats till 1 st stödben Inkl fäste, fot, distansblock och täckhattar.	sats		
3101516	Stödbensdistans Aluspacer	par		
3101517	Vridbart stödbensfäste Inkl fot, distansblock och täckhattar.	sats		
31015326 31015329	Stödben stål, 2.6 m, vit Stödben stål, 2.95 m, vit	st st		





Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
<b>Fästdetaljer - fribärande skensystem</b>				
3101520	Överbyggnad dörr/fönster (utan stödben) Består av: överliggande skena, mittfäste, brickor och skruvförband. Max. bredd 2 m. Passar till Slimline stödben och Stödben.	sats		
3101507	Väggfäste, vridbart	st		
3101508	Väggfäste, parallellt	st		
3101355N	Monteringssats för fribärande skensystem inkl. insticksskena 0.5 m, natur. Passar till skena H100.	sats		
3101356N	Monteringssats för fribärande skensystem inkl. insticksskena 0.5 m, natur. Passar till skenor H140, H160, H180.	sats		
3101358N	Monteringssats för fribärande skensystem inkl. insticksskena 1.0 m, natur. Passar till skenor H140, H160, H180.	sats		
3101355V	Monteringssats för fribärande skensystem inkl. insticksskena 0.5 m, vit. Passar till skena H100.	sats		
3101356V	Monteringssats för fribärande skensystem inkl. insticksskena 0.5 m, vit. Passar till skenor H140, H160, H180.	sats		
3101358V	Monteringssats för fribärande skensystem inkl. insticksskena 1.0 m, vit. Passar till skenor H140, H160, H180.	sats		
3101299	Monteringssats Förstärkningsskena 50	sats		
3101300	Monteringssats Förstärkningsskena 100	sats		
3101321N	Förstärkningsskena 30, 1,45 m, natur	st		
3101312N	Förstärkningsskena 50, 1,95 m, natur	st		
3101303N	Förstärkningsskena 100, 2,4 m, natur	st		
3101304N	Förstärkningsskena 100, 2,9 m, natur	st		
3101305N	Förstärkningsskena 100, 3,4 m, natur	st		
3101306N	Förstärkningsskena 100, 3,9 m, natur	st		
3101321V	Förstärkningsskena 30, 1,45 m, vit	st		
3101312V	Förstärkningsskena 50, 1,95 m, vit	st		
3101303V	Förstärkningsskena 100, 2,4 m, vit	st		
3101304V	Förstärkningsskena 100, 2,9 m, vit	st		
3101305V	Förstärkningsskena 100, 3,4 m, vit	st		
3101306V	Förstärkningsskena 100, 3,9 m, vit	st		
3101380V	Skarvskena Inkl. monteringsats (art. nr. 3101385).	sats		







Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
Växelsystem				
Traversväxel (art. nr. 3124604) och Spårväxel (art. nr. 3124633 eller 3124634) kan styras via handkontroll och kontrollbox alt. via Likorall tillsammans med MultiStation. OBS! Nedanstående produkter passar enbart till Skensystem H70.				
3124604	Traversväxel, elektrisk, inkl. dämpare (för övergång mellan Rakbana och Traversskena)	sats		
3124631 3124632	Spårväxel, manuell, natur Spårväxel, manuell, vit (för övergång mellan rakbanor)	st st		
3124633 3124634	Spårväxel, elektrisk, natur Spårväxel, elektrisk, vit (för övergång mellan rakbanor)	st st		
3124625 3124626	Vridväxel, mekanisk, grå Vridväxel, mekanisk, vit	st st		
3124623 3124624	Vridväxel, elektrisk, grå Vridväxel, elektrisk, vit	st st		
3101570	Stabiliseringsarm för Traversväxel Passar: Traversväxel, art. nr. 3124604.	st		
20590010	Handkontroll HB80	st		
3124665	Förlängningskabel HB80	st		
3124655	Kontrollbox CB08 EU	st		








Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>Traversåkvagnar</b>				
3102513	Traversåkvagn, smal	par	 	
3102511	Traversåkvagn, standard	par		
3102512	Traversåkvagn, bred	par		
3102518	Traversåkvagn, extra bred	par		
3102561	Traversåkvagn, parallell/standard	par		
3102514	Traversåkvagn, upphöjd/smal	par	 	
3102515	Traversåkvagn, upphöjd/standard	par		
3102556	Traversåkvagn, upphöjd/bred	par		
3102506	Traversåkvagn, upphöjd/bred, med kabelingång	par		
	Samtliga ökar höjden på sekundärskenan ca 100 mm jämfört med art. nr. 3102513, 3102511, 3102512, 3102518, 3102561.			
3102516	Traversåkvagn, nedsänkt/smal	par	 	
3102517	Traversåkvagn, nedsänkt/standard	par		
3102509	Traversåkvagn, nedsänkt/bred, med kabelingång	par		
	Samtliga minskar höjden på sekundärskenan ca 100 mm jämfört med art. nr. 3102513, 3102511, 3102512, 3102518, 3102561.			
3102519	Traversåkvagn	par	 	
	Minskar höjden på sekundärskenan ca 30 mm jämfört med art. nr. 3102513, 3102511, 3102512, 3102518, 3102561.			
3102531	Traversåkvagn, upphöjd/standard	par	 	
3102532	Traversåkvagn, upphöjd, bred	par		
	Båda ökar höjden på sekundärskenan ca 70 mm jämfört med art. nr. 3102513, 3102511, 3102512, 3102518, 3102561.			
	Används i kombination med FreeSpan Travers.			












Skensystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
Traversåkvagnar Multi				
3102520	Traversåkvagn Multi, standard Inkl. 1 st Traversåkvagn, standard. Passar: Likorall ES.	sats		
3102521	Traversåkvagn Multi, bred Inkl. 1 st Traversåkvagn, bred. Passar: Likorall ES.	sats		
3102522	Traversåkvagn Multi, upphöjd/bred Inkl. 1 st Traversåkvagn, upphöjd/bred. Ökar höjden på sekundärskenan ca 100 mm jämfört med 3102520 och 3102521. Passar: Likorall ES.	sats		
3102523	Traversåkvagn Multi, nedsänkt/bred Inkl. 1 st Traversåkvagn, nedsänkt/bred. Minskar höjden på sekundärskenan ca 100 mm jämfört med art. nr 3102520 och 3102521. Passar: Likorall ES.	sats		
3126046	Åkmotor för Travers Inkl. 1 st Traversåkvagn, bred. Passar: Likorall 242 S/ES/R2R, Likorall 243 ES och Likorall 250 ES.	sats		












Fristående lyftsystem			
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY
FreeSpan™ Rakbana			
<p><b>Produktspecifikation för komplett produkt:</b>                      FreeSpan skena (art. nr. 3103115-50 alt.3103215-50)                      FreeSpan benställning (art. nr. 3103512)                      Likorall alt. Multirall                      Handkontroll                      Laddare                      Lyftbygel alt. planlyft                      Lyftsele</p> <p>För val av lyftbygel och andra tillbehör se s. 39-55</p>			
			<p>Maxlast varierar mellan 200 kg och 250 kg beroende på vilken skenlängd som används, se nedan.</p>
3103115 3103120 3103125 3103130 3103135 3103140 3103145 3103150	FreeSpan skena, 1,5 m, max 250 kg FreeSpan skena, 2,0 m, max 250 kg FreeSpan skena, 2,5 m, max 250 kg FreeSpan skena, 3,0 m, max 250 kg FreeSpan skena, 3,5 m, max 250 kg FreeSpan skena, 4,0 m, max 230 kg FreeSpan skena, 4,5 m, max 200 kg FreeSpan skena, 5,0 m, max 200 kg	st st st st st st st st	
<p>Åkvagn för Likorall (art. nr. 3126011) är inkluderad i samtliga av ovan nämnda artiklar.</p>			
3103215 3103220 3103225 3103230 3103235 3103240 3103245 3103250	FreeSpan skena, 1,5 m, max 250 kg FreeSpan skena, 2,0 m, max 250 kg FreeSpan skena, 2,5 m, max 250 kg FreeSpan skena, 3,0 m, max 250 kg FreeSpan skena, 3,5 m, max 250 kg FreeSpan skena, 4,0 m, max 230 kg FreeSpan skena, 4,5 m, max 200 kg FreeSpan skena, 5,0 m, max 200 kg	st st st st st st st st	
<p>Åkvagnskrok för MR/LR (art. nr. 3136015) är inkluderad i samtliga av ovan nämnda artiklar.</p>			
3103512	FreeSpan benställning Inkl. hjul, laddarplåt (passar laddare art. nr. 3126101-04) och parkeringsläge för lyftbygel, (exkl. skena).	par	







Fristående lyftsystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>FreeSpan™ Travers</b>				
<p><b>Produktspecifikation för komplett produkt:</b></p> <p>FreeSpan skena (art. nr. 3103115-50 alt. 3103215-50) x 2                      FreeSpan stödben (art. nr. 3103515)                      FreeSpan sidobalk (art. nr. 3103020-3103040)                      Skena H70, H100 alt. H140, beroende på cc-mått mellan FreeSpan-skenorna                      Ändstopp (art. nr. 3101060)                      Traversåkvagn (art. nr. 3102531-3102532)                      Parkeringsläge, art. nr. 3103502 (passar laddare art. nr. 3126101-3126104)                      Likorall alt. Multirall                      Handkontroll                      Lyftbygel alt. planlyft                      Laddare                      Lyftsele</p> <p>För val av lyftbygel och andra tillbehör, se s. 39-55.</p>			 <p>Maxlast varierar mellan 200 kg och 250 kg beroende på vilka skenlängder som används, se s. 34.</p>	
<b>FreeSpan UltraTwin™ Travers</b>				
<p><b>Produktspecifikation för komplett produkt:</b></p> <p>FreeSpan skena (art. nr. 3103115-3103135) x 2                      FreeSpan stödben (art. nr. 3103515)                      FreeSpan sidobalk (art. nr. 3103020-3103040)                      Skena H70, H100 alt. H140, beroende på cc-mått mellan FreeSpan-skenorna, x 2                      Ändstopp (art. nr. 3101060) x 2                      Traversåkvagn (3102531-3102532) x 2                      Ultra Travers dämpare (art. nr. 3103604)                      Parkeringsläge (art. nr. 3103502) x 2 (passar laddare art. nr. 3126101-04)                      Likorall x 2                      Handkontroll x 2                      Lyftbygel x 2 alt. Planlyft                      Laddare x 2                      Lyftsele</p> <p>För val av lyftbygel och andra tillbehör, se s. 39-55.</p>			 <p>Max. last 460 kg</p>	
3103515	FreeSpan stödben, 4 st Inkl. skruvsats (8 st) för sidobalk.	sats		
3103020 3103030 3103040	FreeSpan sidobalk, 2,0 m FreeSpan sidobalk, 3,0 m FreeSpan sidobalk, 4,0 m	par par par		
3103502	Parkeringsläge och laddarfäste till FreeSpan Travers Passar laddare art. nr. 3126101-3126104.	st		
3103604	Ultra Travers dämpare, 2 st Inkl. maxlast-dekal 460 kg. Tillbehör till FreeSpan UltraTwin Travers.	sats		

Fristående lyftsystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
FreeSpan™ UltraTwin™				
<b>Produktspecifikation för komplett produkt (cc 300 mm):</b> FreeSpan skena (art. nr. 3103115-3103150) x 2 UltraTwin benställning (art. nr. 3103520) Likorall x 2 Handkontroll x 2, alt. Parallellsats UltraTwin Lyftbygel x 2, alt. Ultra Lyftbygel Laddare x 2, alt. x 1 vid användning av Parallellsats UltraTwin Lyftsele  För val av lyftbygel och andra tillbehör, se s. 39-55. CC-mått 300 mm.				
	Maxlast varierar mellan 400 kg och 500 kg beroende på vilka skenlängder som används, se s. 34.			
3103520	UltraTwin benställning Inkl. hjul, laddarplåt (passar laddare art. nr. 3126101-04) och parkeringsläge för lyftbygel. CC-mått 300 mm.	par		
3126040	Parallellsats UltraTwin Inkl. handkontroll. Passar Likorall ES och skenor med CC-mått 300 mm.	sats		
<b>Produktspecifikation för komplett produkt (cc 800 mm):</b> FreeSpan skena (art. nr. 3103115-3103150) x 2 UltraTwin benställning (art. nr. 3103521) Likorall x 2 Handkontroll x 2 Lyftbygel x 2 Laddare x 2 Lyftduk/Lyftband/Lyftsele  För val av lyftbygel och andra tillbehör, se s. 39-55. CC-mått 800 mm.				
	Maxlast varierar mellan 400 kg och 500 kg beroende på vilka skenlängder som används, se s. 34.			
3103521	UltraTwin FreeSpan benställning, bred Inkl. hjul, laddarplåt (passar laddare art. nr. 3126101-04) och parkeringsläge för lyftbygel. CC-mått 800 mm.	par		
<b>OBS! Montering av UltraTwist ska utföras av behörig installatör.</b>				
3126045	UltraTwist™ Smal Inkl. handkontroll. Max 500 kg.	sats		
3126047	UltraTwist™ Bred Inkl. handkontroll. Max 500 kg. Båda modellerna passar Likorall ES och skenor med CC-mått 500 mm*. *Beställningsvara.	sats		











Fristående lyftsystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
FreeStand™				
<b>Produktspecifikation för komplett produkt:</b> Skena H100 (max 3,2 m) FreeStand benställning (art. nr. 3104001) FreeStand parkeringssats (art. nr. 3104002) Åkvagn Likorall alt. Multirall Laddare Handkontroll Lyftbygel alt. planlyft Lyftsele För val av lyftbygel och andra lyfttillbehör, se s. 39-55.			 <p style="text-align: center;">Maxlast 200 kg</p>	
3104001	FreeStand benställning Max 200 kg.	sats		
3104002	FreeStand parkeringssats Inkl. parkeringsläge med dubbelhäftande tejp.	sats		

Gardinsystem				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
<b>FreeSpirit™ E-system</b>				
3101701	Pendel 90-130, E-system	st		
3101711	Pendelplåt 90, E-system	st		
3101704	Traversåkvagn E-system, standard	par		
3101705	Traversåkvagn E-system, bred	par		
<b>FreeSpirit™ T-system</b>				
3101820	Gardinskena T, 2,0 m	st		
3101825	Gardinskena T, 2,5 m	st		
3101830	Gardinskena T, 3,0 m	st		
	Inkl. dragpinne, avlastningsband och gardinkrokar			
3101801	Gardinfäste T 300 mm	st		
3101802	Pendelsats T, 300-550 mm	sats		
3101803	Pendelsats T, 500-750 mm	sats		
3101804	Pendelsats T, 700-950 mm	sats		
3101805	Pendelsats T, 900-1150 mm	sats		
3101806	Pendelsats T, 1100-1350 mm	sats		




Lyfttillbehör				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
För val av rätt lyfttillbehör läs bruksanvisningen för den lyft som används eller kontakta din Hill-Rom representant.				
3156074	Universalbygel™ 350 Max 300 kg.	st		
3156075	Universalbygel™ 450 Max 300 kg.	st		
3156076	Universalbygel™ 600 Max 300 kg.	st		
3156077	Universalbygel 670 Twin™ Max 300 kg.	st		
3156084	Universalbygel™ 350 med Snabbkoppling™ Max 300 kg.	st		
3156085	Universalbygel™ 450 med Snabbkoppling™ Max 300 kg.	st		
3156086	Universalbygel™ 600 med Snabbkoppling™ Max 300 kg.	st		
3156087	Universalbygel 670 Twin med Snabbkoppling™ Max 300 kg.	st		
3156021	Kryssbygel 450 Max 300 kg.	st		
3156018	Kryssbygel 670 Max 300 kg.	st		
3156022	Kryssbygel 450 med Snabbkoppling™ Max 300 kg.	st		




Lyfttillbehör				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
3156019	Kryssbygel 670 med Snabbkoppling™ Max 300 kg.	st		
3156079	Universal Sidobyglar™ 450 Inkl. väska. Passar: Universalbygel 350, 450 och 600. Max 300 kg. (Universalbygeln på bilden ingår ej!)	par		
2001025	Väska till lyftbyglar	st		
3607001	Lyftbygelskydd Paddy™ 30 Passar: Universalbygel 350, 450 och 600, Lyftbygel Smal 350 samt till Lyftbygel Liko 450.	st		
3607002	Lyftbygelskydd Paddy™ 40 Passar: Lyftbygel Standard 450 samt SlingGuard 450.	st		
3101595	Förlängningsarm för Låsvred Längd: 1 m. Passar: Aktivitetsåkvagn och ändstoppar med vred.	st		














Lyfttillbehör				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
För råd och vägledning om Snabbkopplingssystemets kompatibilitet med övriga Liko produkter hänvisar vi till gällande version av dokumentet "Guide till Snabbkopplingar", kontakta din Hill-Rom representant.				
3156228	LikoScale™ 350 Godkänd enligt NAWI (Non-Automatic Weighing Instruments). Max 400 kg.	st		
3156232	Adaptersats LikoScale Består av Snabbkoppling Universal, Ledadapter 8 mm och Q-link 13. Våg ingår ej. Max 300 kg	sats		
2016502	Ledadapter 8 mm Passar till Uno t.o.m. serienr. 31824. Max 300 kg.	st		
2016504	Ledadapter 12 mm Passar: Uno fr.o.m. serienr. 31825 samt LikoLight och Vikingserien. Max 300 kg.	st		
3156502	Snabbkoppling TDM™ Max 300 kg.	st		
3156503	Snabbkoppling™ till Lyftbygel Standard 450	st		
3156508	Snabbkoppling Universal™ Max 300 kg.	st		
3156505	Adapter 22 för Snabbkoppling™ Passar: Liko MasterLift fr o m -89 och Likorall.	st		
31590027	Q-link™ II Passar Likorall 200, Likorall 242 R2R, Likorall 243, Likorall 250. Max 250 kg	st		
3156509	Q-link™ 13 Passar: Uno, LikoLight, Viking, LikoScale. Max 300 kg.	st		





**Lyftselar - Barnsortiment**




ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
För större storlekar, se "Lyftselar - Vuxensortiment", sid. 44-49.				
<b>Liko Originalsele Hög Rygg™, mod. 200</b>				
35200103	polyester, med skärp, XS	st		
35200104	polyester, med skärp, S	st		
35200113	polyester, förstyvade benstöd, med skärp, XS	st		
35200114	polyester, förstyvade benstöd, med skärp, S	st		
35200303	nätpolyester, med skärp, XS	st		
35200304	nätpolyester, med skärp, S	st		
35200313	nätpolyester, förstyvade benstöd, med skärp, XS	st		
35200314	nätpolyester, förstyvade benstöd, med skärp, S	st		
35200403	plastat nät (bad), med skärp, XS	st		
35200404	plastat nät (bad), med skärp, S	st		
<b>Liko Skalsele™, mod. 22</b>				
3522603	nätpolyester, XS	st		
3522604	nätpolyester, S	st		
<b>Liko Byxsele™ med skärp, mod. 41</b>				
3541133	polyester, förstyvade benstöd, med skärp, XS	st		






Lyftselar - Barnsortiment				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>Liko Hygiensele Hög Rygg™, mod. 55</b>				
3555112 3555113	polyester, förstyvade benstöd, XXS polyester, förstyvade benstöd, XS  Inkl. 2 st Ögleclips.	st st		
<b>Nalleväst™/ Liko Lyftväst™, mod. 60</b>				
3560113	polyester, XS  Inkl. 2 st Ögleclips.	st		
<b>Grenband till Liko Lyftväst, mod. 66</b>				
3666004	Likogröna, XXS, XS, S	par		

Lyftselar - Vuxensortiment			
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY
För mindre storlekar, se "Lyftselar - Barnsortiment", sid. 42-43.			
Liko Universalsele™, mod. 000			
35000114	polyester, förstyvade benstöd, S	st	
35000111	polyester, förstyvade benstöd, M-Slim	st	
35000115	polyester, förstyvade benstöd, M	st	
35000116	polyester, förstyvade benstöd, L	st	
35000117	polyester, förstyvade benstöd, XL, max 300 kg	st	
35000124	polyester, polstrade benstöd, S	st	
35000125	polyester, polstrade benstöd, M	st	
35000126	polyester, polstrade benstöd, L	st	
35000304	nätpolyester, S	st	
35000305	nätpolyester, M	st	
35000306	nätpolyester, L	st	
35000314	nätpolyester, förstyvade benstöd, S	st	
35000311	nätpolyester, förstyvade benstöd, M-Slim	st	
35000315	nätpolyester, förstyvade benstöd, M	st	
35000316	nätpolyester, förstyvade benstöd, L	st	
35000317	nätpolyester, förstyvade benstöd, XL, max 300 kg	st	
35000404	plastat nät (bad), S	st	
35000405	plastat nät (bad), M	st	
35000406	plastat nät (bad), L	st	
35000407	plastat nät (bad), XL, max 300 kg	st	
Liko UltraSling™, mod. 06			
3506115	polyester, förstyvade benstöd, Regular max 500 kg	st	




Lyftselar - Vuxensortiment				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Liko Originalsele Hög Rygg™, mod. 200/210				
35200105	polyester, M	st		
35200106	polyester, L	st		
35200107	polyester, XL, max 500 kg	st		
35210115	polyester, förstyvade benstöd, M-Slim (smal vuxen)	st		
35200115	polyester, förstyvade benstöd, M	st		
35200116	polyester, förstyvade benstöd, L	st		
35200117	polyester, förstyvade benstöd, XL, max 500 kg	st		
35210305	nätpolyester, M-Slim (smal vuxen)	st		
35200305	nätpolyester, M	st		
35200306	nätpolyester, L	st		
35200307	nätpolyester, XL, max 500 kg	st		
35210315	nätpolyester, förstyvade benstöd, M-Slim (smal vuxen)	st		
35200315	nätpolyester, förstyvade benstöd, M	st		
35200316	nätpolyester, förstyvade benstöd, L	st		
35200317	nätpolyester, förstyvade benstöd, XL, max 500 kg	st		
35210405	plastat nät (bad), M-Slim (smal vuxen)	st		
35200405	plastat nät (bad), M	st		
35200406	plastat nät (bad), L	st		
35200407	plastat nät (bad), XL, max 500 kg	st		
35200418	plastat nät (bad), förstyvade bentöd, XXL, max 500 kg	st		
31590006	Latta, 43 cm	st		




Lyftselar - Vuxensortiment				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>Liko Skalsele™, mod. 22</b>				
3522605	nätpolyester, M (smal vuxen)	st		
3522306	nätpolyester, L	st		
<b>Liko Soft Originalsele Hög™, mod. 26</b>				
3526111	polyester, förstyvade huvud- och benstöd, M-Slim (smal vuxen)	st		
3526115	polyester, förstyvade huvud- och benstöd, M	st		
3526116	polyester, förstyvade huvud- och benstöd, L	st		
3526117	polyester, förstyvade huvud- och benstöd, XL, max 500 kg	st		
3526118	polyester, förstyvade huvud- och benstöd, XXL, max 500 kg, (ersätter art. nr. 3520118)	st		
<b>Liko Comfortsele Plus™, mod. 300</b>				
35300304	nätpolyester, S	st		
35300305	nätpolyester, M	st		
35300306	nätpolyester, L	st		
35300307	nätpolyester, XL, max 300 kg	st		
<b>Liko Comfortsele Plus Hög™, mod. 350</b>				
35350304	nätpolyester, S	st		
35350305	nätpolyester, M	st		
35350306	nätpolyester, L	st		
35350307	nätpolyester, XL, max 300 kg	st		
35350325	nätpolyester, polstrad sits, M	st		







Lyftselar - Vuxensortiment				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
<b>Liko Byxsele™ med skärp, mod. 41</b>				
3541134	polyester, förstyvade benstöd, S	st		
3541135	polyester, förstyvade benstöd, M	st		
3541136	polyester, förstyvade benstöd, L	st		
3541137	polyester, förstyvade benstöd, XL, max 300 kg (ersätter art. nr. 3540137)	st		
<b>Liko Byxsele med Trygghetsskärp™, mod. 45</b>				
3545134	polyester, förstyvade benstöd, S	st		
3545135	polyester, förstyvade benstöd, M	st		
3545136	polyester, förstyvade benstöd, L	st		
3545137	polyester, förstyvade benstöd, XL, max 300 kg  Inkl. 2 st Ögleclips.	st		
<b>Liko Hygienesele Hög Rygg™, mod. 55</b>				
3555114	polyester, förstyvade benstöd, S	st		
3555115	polyester, förstyvade benstöd, M	st		
3555116	polyester, förstyvade benstöd, L	st		
3555117	polyester, förstyvade benstöd, XL  Inkl. 2 st Ögleclips.	st		





Lyftselar - Vuxensortiment				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET	NY	
Liko Lyftväst™, mod. 60				
3560114	polyester, S	st		
3560115	polyester, M	st		
3560116	polyester, L	st		
3560117	polyester, XL, max 300 kg	st		
3560118	polyester, XXL, max 300 kg	st		
	Inkl. 2 st Ögleclips.			
Liko Lyftväst™, med framknäppning, mod. 64				
3564114	polyester, S	st		
3564115	polyester, M	st		
3564116	polyester, L	st		
3564117	polyester, XL	st		
3564118	polyester, XXL	st		
	Inkl. 2 st Ögleclips.			
Grenband till Liko Lyftväst, mod. 66				
3666004	Likogröna, XXS, XS, S	st		
3666005	Likogröna, M, L	st		
3666006	Likogröna, XL	st		
Liko Amputationssele Hög Rygg™, mod. 75				
3575114	polyester, förstyvade benstöd, S	st		
3575115	polyester, förstyvade benstöd, M	st		
3575116	polyester, förstyvade benstöd, L	st		
3575117	polyester, förstyvade benstöd, XL, max 300 kg	st		
3575315	nätpolyester, förstyvade benstöd, M	st		
Liko Lyftbyxa™, mod. 92				
3592324	nätpolyester, polstrad, S	st		
3592325	nätpolyester, polstrad, M	st		
3592326	nätpolyester, polstrad, L	st		
3592327	nätpolyester, polstrad, XL, max 500 kg	st		
	Inkl. 2 st Ögleclips.			












Lyftselar - Vuxensortiment				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Liko Ultra Lyftbyxa™, mod. 920				
35920328 35920329	nätpolyester, polstrad, XXL, max 500 kg nätpolyester, polstrad, XXXL, max 500 kg  Inkl. 2 st Ögleclips.	st st		
3692908 3692908-2	Solofodral för Ultra Lyftbyxa™, XXL/XXXL, 10-pack Solofodral för Ultra Lyftbyxa™, XXL/XXXL, 2x10-pack  Nonwovenmaterial. Ej tvättbar.	sats kart		
Solo Hög Rygg™, mod. 25				
3525917 3525911-2 3525915-2 3525916-2 3525917-2	XL, 4-pack, max 500 kg M-Slim (smal vuxen), 20 pack M, 20 pack L, 20 pack XL, 2x4 pack, max 500 kg  Nonwovenmaterial. Ej tvättbar.	sats kart kart kart kart		









Tillbehör lyftselar				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
3691102	Förlängningsögla, grön, 12 cm	st		
3691103	Förlängningsögla, grön, 22 cm	st		
3691302	Förlängningsögla, grå, 12 cm	st		
3691303	Förlängningsögla, grå, 22 cm Max 150 kg/st.	st		
3666021	Polstrad hylsa för axelband Passar Liko Hygiensele Mod 55, Liko Lyftväst Mod 60/64, Liko Lyftbyxa Mod 92 och Liko Ultra Lyftbyxa Mod 920.	par		
36660501	Polstringshylsor för benstöd Passar till lyftselar med följande art. nr.: 3510603, 3510863	par		
36660502	3510104, 3510114, 3510304, 3510864, 3511105, 3511115, 3511165, 3511305, 3511315, 3526814, 35200104, 35200114, 35200304, 35200314	par		
36660503	3510105, 3510115, 3510165, 3510305, 3510315, 3522605, 3526111, 35000111, 35000114, 5000115, 35000304, 35000305, 35000311, 35000314, 35000315, 35002115, 35210105, 35210115, 35210305, 35210315	par		
36660504	3510106, 3510107, 3510116, 3510117, 3510166, 3510306, 3510307, 3510316, 3526115, 3526116, 3526117, 35000116, 35000117, 35000306, 35000316, 35000317 35002116, 35200105, 35200106, 35200107, 35200115, 35200116, 35200117, 35200305, 35200306, 35200307, 35200315, 35200316, 35200317	par		
36660505	3570114, 3570115, 3570116, 3570314, 3570315, 3570316, 3575115, 3575116, 3575315	par		
36660506	3550113, 3550813, 3555113, 3555813	par		
36660507	3540134, 3540135, 3540136, 3541134, 3541135, 3541136, 3541137, 3545134, 3545135, 3545136, 3545137, 3546134, 3546135, 3546136, 3550114, 3550115, 3550116, 3550117, 3555114, 3555115, 3555116, 3555117	par		








Tillbehör lyftselar				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
31590020	Latta, 34,5 cm Passar: Liko Hygienelele mod 55 och Liko Ståskalsväst mod 67 i storlek XS, XXS.	st		
31590021	Latta, 39 cm Passar: Liko Hygienelele mod 55 och Liko Ståskalsväst mod 67 i storlek S.	st		
31590006	Latta, 43 cm Passar: Liko Originalsele Hög Rygg mod 200/210, Liko Soft Originalsele Hög mod 26 och Liko Amputationssele mod 75 i alla storlekar. Liko Hygienelele mod 55 och Liko Ståskalsväst mod 67 i storlek M, L, XL.	st		
3666033 3666034 3666035 3666036 3666037	Ögleclips, röd, 4 st Ögleclips, orange, 4 st Ögleclips, gul, 4 st Ögleclips, blå, 4 st Ögleclips, svart, 4 st	sats sats sats sats sats		
3610100SVFI 3610100NODK 3610100ENES 3610100DEFR 3610100FRNL 3610100ITPT 3610100JPEN	Användaranvisning Likos lyftselar - Basmodeller svenska/finska norska/danska engelska/spanska tyska/franska franska/holländska italienska/portugisiska japanska/engelska	st st st st st st st		
Miscellaneous				
3650001	Materialkatalog, tyger, 5-pack	sats		

Planlyftar				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Liko Planlyft Bläckfisken™				
3156056	Planlyft Bläckfisken med Balanstillsats	st		
3683105	Lyftduk Bläckfisken, polyester, M, 160x50 cm	st		
3683106	Lyftduk Bläckfisken, polyester, L, 170x90 cm	st		
		st		
		st		
3683905-4	Solo Octo Lyftduk, M, 160x50 cm, 4x10-pack	kart		
3683906-4	Solo Octo Lyftduk, L, 170x90 cm, 4x10-pack Nonwovenmaterial. Ej tvättbar.	kart		
3683062	Plastinlägg 200 Passar: art. nr. 3683112 och 3683114.	st		

Planlyftar				
ARTIKELNR.	PRODUKTBEKRIVNING	ENHET	NY	
Liko Planlyft Mod 600 IVA				
<b>Produktspecifikation för komplett produkt:</b> Planlyft Mod 600 IVA (art. nr. 3156065B) Låsskena 600 (art. nr. 3166506) Lyftband Mod 600 IVA (art. nr. 3684001) Spatel Mod 600 IVA (art. nr. 3684002)				
3156065B	Planlyft Mod 600 IVA, Bred: 80 cm Passar till Låsskenor 600 IVA. Max 250 kg.	st st		
3684001	Lyftband Mod 600 IVA, 8 st Max 250 kg/sats.	sats		
3684002	Spatel Mod 600 IVA	st		
3166506	Låsskenor 600 IVA Max 250 kg.	par		

Planlyftar				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
Liko Planlyft Flexo™ och Planlyft Ultra™				
3156057	Planlyft Flexo En upphängningspunkt. Inkl. Balanstillsats. Passar: LikoGuard L och XL, Viking L och XL, Golvo, Likorall, Multirall och Liko MasterLift. Max 300 kg.	st		
3156058	Planlyft Ultra Två upphängningspunkter. Passar: Liko UltraTwin. Max 400 kg.	st		
3684105 3684106	Lyftduk XL, Regular, polyester, längd 165 cm Lyftduk XL, Tall, polyester, längd 185 cm Passar: Planlyft Flexo och Planlyft Ultra. Max 400 kg.	st st		
Planlyftar - övrigt				
3156200	Balanstillsats™ Passar: Planlyft Mod 600 IVA art. nr. 3156065 och 3156065B samt Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156055. Max 300 kg.	st		

Repolakan™/Multiband™				
Repolakan™ Original				
3687701	Repolakan Original Regular, bomull/polyester	st		
3687702	Repolakan Original Ultra, bomull/polyester, max 500 kg.	st		
3687301	Repolakan Original Regular, nätpolyester	st		
3687302	Repolakan Original Ultra, nätpolyester, max 500 kg.	st		
36871003	Solo Repolakan Short, 180x110 cm, 10 pack, max 200 kg.	sats		
36871003-2	Solo Repolakan Short, 180x110 cm, 2x10 pack, max 200 kg.	kart		
36871004-8	Solo RepoSheet Generous, 215x130 cm 8-pack, max 300 kg.  Ej tvättbar.	sats		
Multiband™				
3695115	Multiband Standard, polyester, bredd 10cm inkl. 2 st Spännband (art. nr. 3696001).	st		
3695116	Multiband Bred, polyester, bredd 25 cm inkl. 2 st Spännband (art. nr. 3696001).	st		
3695117	Multiband Ultra, polyester, bredd 40 cm inkl. 2 st Spännband (art. nr. 3696001).	st		
3695915	Solo Multiband Standard, bredd 10 cm, 10-pack	sats		
3695915-2	Solo Multiband Standard, bredd 10 cm, 2x10-pack Nonwovenmaterial. Ej tvättbar.	kart		
3695916	Solo Multiband Bred, bredd 25 cm, 10-pack	sats		
3695916-2	Solo Multiband Bred, bredd 25 cm, 2x10-pack Nonwovenmaterial. Ej tvättbar.	kart		
3696001	Spännband 135 cm	st		
3696001-10	Spännband 135 cm, 10-pack Tillbehör till Multiband, alla modeller.	sats		

Manuella hjälpmedel				
ARTIKELNR.	PRODUKTBESKRIVNING	ENHET		NY
<b>Handy Glidcylinder™</b>				
3710015-10	Handy Glidcylinder Kort, M, utan handtag, 70x90 cm, 10-pack	sats		
3711015-10	Handy Glidcylinder Lång, M, utan handtag, 90x185 cm 10-pack	sats		
3712015-10	Handy Glidcylinder Bred, M, med handtag, 140x140 cm 10-pack	sats		
<b>Handy Glidlakan™</b>				
3715015-10	Handy Glidlakan Kort, M, utan handtag, 70x70 cm, 10 par	sats		
3715017-10	Handy Glidlakan Kort, XL, utan handtag, 120x85 cm, 10 par	sats		
3716015-10	Handy Glidlakan Lång, M, med handtag, 90x190 cm, 10 par	sats		
3716017-10	Handy Glidlakan Lång, XL, med handtag, 140x215 cm, 10 par  Inkl. 1 st Spännband (art. nr. 369002)/par.	sats		
3696002	Spännband 260 cm	st		
3696002-10	Spännband 260 cm, 10-pack  Tillbehör till Glidlakan Lång.	sats		
<b>HandyBelt™</b>				
3760014	HandyBelt, S, 7 handtag, 60/100 cm	st		
3760015	HandyBelt, M, 9 handtag, 75/120 cm	st		
3760016	HandyBelt, L, 11 handtag, 90/140 cm	st		
3760017	HandyBelt, XL, 13 handtag, 110/180 cm  Varje handtag tål belastning upp till 30 kg.	st		




## Versionshistorik

Ändringar gjorda sedan förra versionen (Augusti 2020) av artikellistan.

Art. nr.	Namn		Sida	Proj nr.
2000400XXXX	Användarguide Liko mobila lyfts-system	Förtydligat att Användarguide Liko mobila lyfts-system gäller för Golvo 9000 och Viking M, L, XL.	13	-
2040400XXXX	Användaranvisning Viking M	Borttagna - utgått . Användarguide Liko mobila lyfts-system, 2000400XXXX.		MOD013354
2040110XXXX	Användaranvisning Viking XS/S	Borttagna. Flyttade till reservdelslistan (Spare Part List Mobile Lifts).		-
2010200XXXX	Användaranvisning Uno 200	Borttagna. Flyttade till reservdelslistan (Spare Part List Mobile Lifts).		-
2020200XXXX	Användaranvisning Sabina 200	Borttagna. Flyttade till reservdelslistan (Spare Part List Mobile Lifts).		-
6001100XXXX	Användaranvisning RollOn	Borttagna. Flyttade till reservdelslistan (Spare Part List Mobile Lifts).		-
31390013	Förlängningsarm Multirall	Tillagd. Flyttad från reservdelslistan (Spare Parts List Overhead Lifts).	14	PRJ01055
3136040	Förlängningsarm adapter MR	Borttagen. Flyttad till reservdelslistan (Spare Parts List Overhead Lifts).	16	PRJ01055
31260123	Åkvagnspar utan broms LR	Tillagt att denna åkvagn är också kompatibel med Beram.	20	SUS002522
31590027	Q-Link II	Förtydligat till vilka produkter Q-Link II passar.	41	PRJ1055 SUS002975
3666021	Polstrad hylsa för axelband	Tillagt till vilka produkter Polstrad hylsa för axelband passar.	50	-
36871004-8	Solo RepoSheet Generous	Korrigerat art. nr. 36871004 till 36871004-8	55	-



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
SE-975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

