



## Enkel balansering.

Med Likos Balanstillsats™ kan du med en enkel vridrörelse på reglaget anpassa tyngdpunkten individuellt efter varje patient, för att ligga plant eller lite högre med huvudändan.

### Balanstillsatsen finns som tillbehör och kan monteras på:

- 3156055 Planlyft Bläckfisken™
- 3156065 Planlyft 600 IVA™
- 3156065B Planlyft 600 IVA™, bred
- 3156018 Kryssbygel 670
- 3156021 Kryssbygel 450

### Balanstillsatsen ingår i följande produkter:

- 3156056 Planlyft Bläckfisken™ Balans
- 3156051 Planlyft 1900™
- 3156057 Planlyft Flexo™



**Maxlast:** 300 kg  
För det sammansatta lyftsystemet gäller alltid den lägsta maxlasten av de som anges på respektive produkt

**Artikelnummer:** 3156200



Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.  
Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc. Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB. Liko Balanstillsats, Planlyft Bläckfisken, Planlyft 600 IVA, Planlyft 1900 och Planlyft Flexo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Liko R&D AB.

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Tillverkare:  
Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå,  
Sweden  
Tel 0920-47 47 00  
Fax 0920-47 47 01  
info@liko.se

To find your local Liko representative,  
please visit [www.liko.com](http://www.liko.com) or call  
+46 (0)920 47 47 00

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.

© 2010 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES